




User Manual

WonderEase

Portable Neck and
Back Massager

OL0278



Please read this manual carefully before use and
keep it in a safe place for future inquiry.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

When using the product, all instructions and basic precautions should always be followed, including the following:

DANGER - To reduce the risk of electric shock:
Always unplug this product from the electrical outlet immediately after use and before cleaning

WARNING - To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- 1) The product should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when it is not use and before putting on or taking off parts.
- 2) Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- 3) Never operate the product with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- 4) Do not drop or insert any object into any opening.
- 5) Do not use outdoors.
- 6) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is administered.
- 7) Be sure to pull the plug out of the socket when you reach in. And don't pull it out when your hands are wet. That could cause electric shock and injury.
- 8) Do not carry this product by its supply cord or use cord as a handle.
- 9) This product contains batteries, it can only be replaced by technicians.
- 10) Remove the power plug from the socket immediately after the power failure. Otherwise, it may cause electric shock, short circuit and fire.
- 11) Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for.

-
- 12) Special attention to components most susceptible to wear an advice to replace defective components immediately and/or keep the equipment out of use until repair.
 - 13) Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
 - 14) Keep the cord away from heated surfaces. If the fault is found, stop using immediately and cut off the power supply. Avoid accidents or injuries. please do not repair it by yourself, please contact the seller or manufacturer in time, avoid accidents or injuries.
 - 15) For charging use only protection class II power supply approved for use with household product, SELV output 5V, max. 2A
 - 16) The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
 - 17) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 - 18) Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - 19) This appliance contains batteries that are non-replaceable.
 - 20) The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

Please check whether the product and accessories are intact and damaged before using.

*** IF YOU FEEL ABNORMAL DURING USE,
PLEASE STOP USING IMMEDIATELY AND
CONSULT YOUR DOCTOR. OTHERWISE
MAY IT BE HARMFUL TO HEALTH.**

1. People who are susceptible to electromagnetic malfunctions such as cardiac pacemakers and implantable medical electronic devices.
2. People who are supposed to lose their sense of temperature.
3. People with malignant tumors.
4. People with heart disease.
5. A person who is restless early in pregnancy or shortly after giving birth.
6. One who has an abnormal or curved spine.
7. A person with a disturbance of perception caused by a high degree of peripheral circulation in diabetes.
8. Someone with a scar on their skin.
9. People who need quiet and people who are in poor health.
10. People with osteoporosis, severe fractures, sprain, and muscle pain, etc., acute (head) pain.
11. People with 38 °C temperature (fever).
12. (acute inflammatory symptoms, tiredness, chills, changes in blood pressure, etc.) a time of intense, debilitating stress.
13. People with tendonitis.
14. Others treated at medical facilities.



The device is not to be used for commercial use or medical purposes. If you have health concerns, consult your doctor before using this product.



Only use indoors!



Do not use the device in damp rooms (e.g. when bathing or showering)



- Do not wash!
- Do not dry clean!
- After using this product for 10 minutes, rest for 30 minutes, then use again.


SAVE THESE INSTRUCTIONS



Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

NAME AND FUNCTION OF THE MACHINE PARTS




A.Massage Node


B.Power Switch

C.Buckle & Handle

D.Type-C charging port on the back



Type-C
Charging Cable



HOW TO OPERATE

Power/ Mode

1. Long press the button for 2 seconds to start machine. The default mode is kneading and the light at white.

Long press the button for 2 seconds again, to closed the machine.

Automatic shutdown: The machine stops working after 10 minutes of use.


2. When machine is started, the default mode is kneading mode. Press this button to change the mode at kneading mode → Shiatsu mode → kneading mode in turn.

Heat

When machine is started, the default mode is not heat function.

Press the button, to start the heat function and the light at red. Press again to closed the heat and light at white in turn.

MASSAGE POSITION



Cervical massage



Lower back relaxation



Relief leg pressure

The shoulder-back design completely frees hands

Change the previous handle design, you can massage while working

HOW TO CHARGE

1. The machine cannot work when it's charging.
2. The machine is charging, the light is red.
3. The battery with full charging, the light is white.
4. When the machine's battery power is less than 20%, the light at red flash, please charge it on time.

※ It is normal if the unit and charging plug being heat up slightly during charging.

Charging Time

The charging time is approximately 3.5 hours.

After Charging

After charging, unplug the power plug.

Attention

- * When using this product, be sure to use the company's certified switch power cable.
- * This product is only equipped with Type-C charging cable for product charging, you need to buy your own charging head. The charging head is recommended to use DC 5V-2A .
- * If the product is not used for a long time, please charge the product within half a year to activate the battery

HOW TO CLEAN

Cleaning

Before you clean, please make sure the power is switched off, and the power plug has been pulled out from the socket. Please use dry cloth to clean the product.


Maintenance

Keep the product clean and far from the wet environment.

Clean when you feel cleaning is necessary.

Cleaning the main unit

- Wipe away dirt with a cloth soaked in soapy water, wring out the cloth before wiping.
- Do not use alcohol, paint thinner, benzine, or nail polish remover. Using these may damage the appliance or cause cracks or discoloration in the components.



PRODUCT SPECIFICATIONS

Model No	OL0278
Product Name	WonderEase Massager
Power output	DC 5V --- 2A
Power consumption	18 W
Battery capacity	2000mAh

OPERATIONS FOR USE

Problem	Cause	Remedy
Unable to start the device.	The cord is not connected properly.	Please push it harder until you heard the sound of "click".
The appliance stops during use.	The appliance automatically stops after approximately 10 minutes.	This does not indicate a problem.
The main unit does not heat up.	The appliance may not work beyond the recommended temperature.	Use under the recommended temperature of 15 °C - 35 °C

CONTACT US

MALAYSIA

Healthy World Lifestyle Sdn Bhd
No.22 Jalan Anggerik Mokara 31/47
Kota Kemuning,40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan,Malaysia
Tel: +603-5121 4286
Fax:+603-5121 4386




User Manual

WonderEase

Portable Neck and
Back Massager

OL0278



使用前请仔细阅读本手册，并将其存放在安全的地方以备日后查阅。

安全注意事项

使用本产品时,应始终遵循所有说明和基本预防措施,包括:

危险 -为降低电击风险:使用后和清洁前,请务必立即从电源插座上拔下本产品的电源插头

警告 -为减少灼伤,火灾,触电或人身伤害的风险:

- 1) 本产品插上电源后,严禁无人看管。不使用时,以及在穿脱零件前,拔下插座。
- 2) 不要在毯子或枕头下操作。过热会导致火灾、触电或人身伤害。
- 3) 切勿在气孔堵塞的情况下操作本产品。保持出风口没有绒毛、头发等。
- 4) 不要将任何物体掉入或插入任何开口。
- 5) 不要在室外使用。
- 6) 不要在使用气溶胶(喷雾)产品或有氧气的地方操作。
- 7) 当你伸手进去的时候,一定要把插头从插座里拔出来。
手湿的时候不要把它拔出来。这可能会导致电击和伤害。
- 8) 不要用电源线携带本产品或使用电源线作为手柄。
- 9) 本产品含有电池,只能由技术人员更换
- 10) 电源故障后,立即将电源插头从插座上拔下。否则,可能

引起触电、短路和火灾。

- 11) 请勿在电线或插头损坏、不能正常工作、跌落或损坏或落入水中时操作本电器，将设备送回服务中心进行维修。
- 12) 特别注意最容易磨损的部件，建议立即更换有缺陷的部件或在维修前停止使用设备。
- 13) 本设备仅用于本手册中描述的预期用途。
- 14) 让电线远离加热的表面。如果发现故障，请立即停止使用并切断电源。避免事故或伤害。请勿自行修理，请及时与销售商或厂家联系，避免发生意外或伤害。
- 15) 仅用于充电的II级保护电源，允许与家用产品一起使用，安全超低电压输出5V，最大2A
- 16) 请在产品上的标记相对应安全的超低电压下使用产品。
- 17) 本器具不适用于身体、感官或智力低下或缺乏经验和知识的人(包括儿童)使用，除非他们在对其安全负责的人员的监督或指导下使用本器具。
- 18) 儿童应受到监督，以确保他们不玩电器。
- 19) 本产品包含不可更换的电池。
- 20) 具有发热器具表面，对热不敏感的人，使用时必须注意。

使用前，请检查产品及配件是否完好无损。

**有下列情况的人必须在使用前咨询医生。
否则可能导致事故并危害健康。**

- 受电磁故障影响的人，如心脏起搏器和植入式医疗电子设备
- 被认定失去温度感觉的人。
- 有恶性肿瘤的人。
- 患有心脏病的人。
- 怀孕初期的不安定期或者生完孩子后不久的人。
- 脊梁骨有异常或弯曲的人。
- 糖尿病引起的高度末梢循环障碍引起有知觉障碍的人。
- 皮肤上有伤痕的人。
- 需要安静的人和身体状况不佳的人。
- 骨质疏松症的人，剧烈骨折，扭伤，肌肉疼痛等的人。
- 体温38°C(发烧)的人。
- 急性炎症、倦怠感、恶寒、血压变动等的强烈衰弱的时候。
- 肌腱炎之人。
- 其他在医疗机构治疗的人。



本设备不得用于商业用途或医疗目的。



如果您有健康方面的顾虑，请在使用本产品前咨询医生。



仅限室内使用！

请勿在潮湿环境中使用本设备（例如沐浴或淋浴时）。



- 不可水洗！
- 不可干洗！
- 使用本产品 10 分钟后，请休息 30 分钟再使用。

请妥善保存本说明书。




正确处置本产品


此标志表示本产品不应与其他家庭垃圾一起处置(适用于欧盟地区)。

为防止不受控制的废弃处理对环境或人类健康造成潜在危害，请妥善回收，以促进材料资源的可持续再利用。如需退还旧设备，请使用回收与收集系统，或联系购买本产品的零售商，他们可帮助进行环保回收处理。

产品结构



- A. 揉捏按摩球
- B. 控制面板
- C. 扣具
- D. Type-C 连接器 (产品背面)



Type-C 充电线

操作说明

正确的使用方法使用前准备
请检查产品及配件是否完整，有无损坏。

电源/模式键:

开机：关机状态长按此键2秒开机，默认揉捏不加热按摩，默认定时为10分钟自动关机。


模式选择：开机默认揉捏按摩模式，短按此键进入脉冲按摩模式，再短按此键切换正常揉捏按摩模式，依次循环。

关机：开机状态长按此键2秒关机，按摩头恢复到张开状态。

加热键:

开机默认关闭加热，开机状态下第一次按此键开启加热功能（亮红灯），第二次按为关闭加热（恢复白灯），第三次开启加热功能（亮红灯），依次循环。

按摩部位



颈椎推拿



腰背部放松



腿部释压

解放双手 肩背式设计

突破以往拉手设计,实现边按摩边工作

充电说明


1. 本产品无法在充电时使用。
2. 开机状态，电量正常按摩时白色指示灯常亮。

充电中时，指示灯：红灯常亮，

充满电时，指示灯：白灯常亮。

当机器电量低于20%时，指示灯：红灯闪烁，及时充电。

* 注意：在充电过程中，机器和充电插头轻微发热属于正常现象。充电时间约为3.5小时。充电完成后，请拔掉电源插头。



注意事项:

- *使用本产品时，请务必使用本公司认证的开关电源线。
- *本产品仅配备 Type-C 充电线，需自行购买充电头。
- *建议使用 DC 5V-2A 充电头。
- *若按摩器连续充电6小时以上仍出现红灯常亮(处于充电状态)，请拔掉电源适配器，以免发生危险。
- *若长时间不使用本产品，请至少 每半年充电一次 以激活电池。


清洁方法

如何保养

- ※ 清洁产品前，请确认电源开关已关闭，并拔除电源插头。
- ※ 请以干净柔软的棉布擦拭清洁产品，请勿使用具腐蚀性的清洁剂，如苯或稀释剂，来清洁产品。
- ※ 请勿使用湿布擦拭开关控制面，以免导致机器故障，请使用干布擦拭即可。
- ※ 不要将产品浸入水中或其他液体，若不慎将水泼洒在产品上，可能导致触电。

收纳方法

- ※ 为了维持产品的清洁干净，请确保产品远离高度潮湿的地方。您应将本产品存放在原包装中，并保持在一个干净，干燥的地方。
- ※ 请勿放置在阳光直射，或高温处。
- ※ 若长时间没有使用。请以防尘套覆盖，并将电源插头从电源插座中拔除。



产品规格

产品型号	OL0278
产品名称	WonderEase Massager
额定电压	DC 5V --- 2A
额定功率	18 W
电池容量	2000mAh

故障排除

使用操作时如出现故障，请按下列几点提示方式进行检查。
请勿自行拆卸或维修，自行拆卸维修导致产品损坏售卖方将不承担该情况造成的任何后果。

机件出现故障或不能启动时，请检查以下项目：

现象	确认事项	解决办法
产品不能工作	产品在充电中	请拔出充电线
	产品电池没电	请及时充电
产品在运行中关机	本产品刚完成10分钟按摩后将自动待机	如果您想再按摩一次，请再次按下待机键
产品不加热	在推荐的环境温度范围之外使用时，可能无法运行。	推荐15-35摄氏度范围内使用。

联系我们

MALAYSIA

Healthy World Lifestyle Sdn Bhd

No.22 Jalan Anggerik Mokara 31/47

Kota Kemuning, 40460 Shah Alam

Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Tel: +603-5121 4286

Fax: +603-5121 4386

