


Product Manual

Please read all of the operating instructions carefully before use and keep in a safe place for future reference.



Operating Instructions:

1. Long press to power on
2. Long press to shut down
3. When turned on, short press the on/off button to reveal the ambient light
4. Short press the on/off button again to turn off the ambient light
5. Low battery prompt blue light keeps flashing (power too low automatic shutdown); charging status red light keeps flashing (full charge status long green light)

Product parameters	
Product Name: On-the-Go Mini Massager	Product Model: OZ3022
Product Size: 58×58×27mm	Battery Material: rechargeable lithium-ion battery
Main Material: ABS+silicone	Battery Capacity: 400mAh
Light Function: 265 color ambient light	Net Weight: 47g
Timing: 15 minutes	Rated Power: ≤1.5W
Charging Time: About 1 hour	Input Voltage: DC5V/0.35A
Use Time: about 6 hours	Mode Selection: 12 kinds of massage modes automatic cycle
Executive Standard: GB4706.10-2008	(Vibration, Tapping, Tuina, Kneading, Scraping, Acupuncture, Rolling, Squeezing, Wipe, Rubbing, Palm Rubbing, Finger vibration)
Patent No.: 202330278646.6	

Matters needing attention

⚠ Danger

- Please do not use with any of the following medical electronic devices:
 1. Implantable medical electronic devices in the conductor of cardiac pacemaker;
 2. Artificial heart and lung and other life-preserving medical electronic devices;
 3. Medical electronic devices such as electrocardiograph;* may cause the misoperation of these medical electronic devices, which may endanger life;
- 4. The following people are contraindicated: pregnant women, patients with abnormal heart or blood pressure

⚠ Attention

- Do not plug and remove the USB charging cable with wet hands. Failure to do so could result in an electric shock or accident.
- Do not knock or drop this product, repeated knocks may cause internal damage.
- Do not give it to the unconscious. Otherwise, it can cause accidents or physical discomfort.
- Do not use it on the same part for a long time (more than 30 minutes). Otherwise it may make the muscles of the massage part tired and cause physical discomfort.
- If you feel unwell due to this product, please stop using it immediately.

Troubleshooting

- If you encounter problems when using the product, please refer to the following tips and solutions.
- If the product is still in malfunction or unusable, please turn off the power.
- Please do not disassemble or repair the product by yourself. Damage to the product due to self-disassembly or repair will result in invalidation of the warranty. The Company will not be liable for any consequences arising from this situation.

Condition	Possible cause/handling methods
Unable to start	● Whether the internal rechargeable battery is low. ● Please confirm whether the start key of the mainframe product has been pressed.
Cannot charge or no charge light display	● Please check whether the USB cable and the host and power adapter are properly connected.
Display normal but no sensation	● Is the massager in direct contact with the skin? Adjust the position so it fits against the skin.
Tingling	● Q: Does the massage take too long? A: It is recommended to press for 15 minutes twice a day. ● Q: Is there any wound on the skin surface? A: Do not put electrodes on the wound for massage.
Stimulation is very weak	● Q: Does the massager fit snugly against the skin? A: Need to adjust the position so that it is close to the skin and adjust the appropriate strength. ● Q: Is the battery low? A: If the battery is low, please charge it.

Warranty Terms

- ★ The following cases are not covered under warranty:
 - Loss of the warranty card or expiration of the warranty period.
 - Damage caused by human factors, natural disasters, or unauthorized disassembly and repairs.
 - Malfunctions caused by improper use not following the user manual.

Contact Us

MALAYSIA

Healthy World Lifestyle Sdn Bhd


No.22 Jalan Anggerik Mokara 31/47

Kota Kemuning.40460 Shah Alam

Selangor Darul Ehsan.Malaysia

Tel : +603-5121 4286


Fax: +603-51214386



產品說明書

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書,並妥善保留備用

產品示意圖



操作方法

1. 長按開機
2. 長按開機
3. 開機狀態下,短按開關機鍵,可透出氛圍燈
4. 再次短按開關機鍵,氛圍燈關閉
5. 低電量提示藍燈不停閃爍(電量太低自動關機);充電狀態紅燈不停閃爍(滿電狀態長亮綠燈)

產品參數	
產品名稱: On-the-Go Mini Massager	產品型號: OZ3022
產品尺寸: 58×58×27mm	電池類型: 可充電鋰離子電池
主要材質: ABS+矽膠	電池容量: 400mAh
燈光功能: 265色氛圍燈	機身淨重: 47克
定時時間: 15分鐘	額定功率: ≤1.5W
充電時間: 約1小時	輸入電壓: DC5V/0.35A
使用時間: 約6小時	模式選擇: 12種按摩模式自動迴圈
執行標準: GB4706.10-2008	(震動、敲打、推拿、刮痧、針灸、推揉、按揉、指擦、揉捏、滾揉、擠壓、掌擦)
專利號碼: 202330278646.6	

注意事項

⚠ 危險

- 請不要與以下的醫用電子器械一起使用:
 1. 心臟起搏器等體內植入型醫用電子器械;
 2. 人工心肺等維護生命用醫用電子器械;
 3. 心電圖儀等醫用電子器械;*會造成這些醫用電子器械產生誤動作,可能危及生命;
- 4. 下列人群禁用:孕婦、心臟及血壓異常患者

⚠ 注意

- 請勿用濕手插拔USB充電線,否則可能會導致觸電或發生事故。
- 勿敲擊或摔打本產品,反復敲擊可能會導致內部損壞。
- 請勿給無表意識能力的人使用,否則會引發事故或引起身體不適。
- 請勿在同一部位長時間(30分鐘以上)使用,否則可能使該部位肌肉疲勞引起身體不適。
- 如果因使用本產品而感到身體不適時,請立即停止使用。

故障排除

- 若在使用產品時遇到問題,請參考下列幾點提示及解決方法。
- 若產品仍處於故障狀態或無法使用,請關掉電源。
- 使用者請勿自行拆卸或修理產品,自行拆卸或維修而導致產品損壞將造成產品保修失效,公司將不承擔該情況所造成的任何後果。

狀況	可能原因/處理方法
無法啟動	● 內部充電電池是否電量不足。 ● 請確認產品開關鍵是否已按下。
不能充電或無充電燈顯示	● 請檢查USB連接線和主機及電源適配器是否連接好。
顯示正常但無感覺	● 按摩器是否直接接觸皮膚?調整位置使其貼緊皮膚。
有刺痛感	● Q:按摩時間是否太長? A:建議一次按15分鐘,一天2次。 ● Q:皮膚表面是否有傷口? A:不可將按摩器放於傷口進行按摩。
刺激很弱	● Q:按摩儀與皮膚是否貼緊? A:需調整位置使其貼緊皮膚並調整適當力度。 ● Q:電池是否電量不足? A:若電量不足請充電。

保修條款

- ★ 以下情況不在保修範圍:
 - 丟失保修卡或超過保修期。
 - 人為損壞、自然災害、擅自拆修。
 - 不按說明書操作導致故障。

聯繫我們

MALAYSIA

Healthy World Lifestyle Sdn Bhd

No.22 Jalan Anggerik Mokara 31/47

Kota Kemuning.40460 Shah Alam

Selangor Darul Ehsan.Malaysia

Tel : +603-5121 4286

Fax: +603-51214386

