

尺寸：78×105mm

OGAWA

by OGAWA



Curve EaseX
Extended
Massage Gun

OLO178

使用说明书

>>>> 使用前的详细说明书

●患有先天性、椎间盘、肩周、血压高等症状的人群

●因骨折或韧带手术而在体内植入金属、硅或塑料材料的人群

●患有骨质疏松、骨折愈合、肌肉疼痛、急性头痛或慢性的人群

●体内植入有植入性电子设备(如心脏起搏器)、容易受到电磁故障影响的人群

●其他在医疗机构治疗的人群

①以下人群/情况禁止使用

医生建议使用止运动或者伸展活动的人群

比如:扭伤、严重的扭伤、急性扭伤、各种皮肤炎、各种皮肤感染、因为皮肤敏感化、所以禁止使用。

1/无法表达自己意思的人或者自己无法操作机器的人群

2/本产品禁止4岁以下儿童使用、6-14岁青少年请在成年监护人的指导下使用

3/下列情况不得使用

·剧烈疲劳的时候

·吃饭、饭后一小时之内

·喝酒之后

使用注意事项

①本产品最大运行15分钟,每次使用时间不要超过30分钟,使用后让机器休息30分钟以保障机器寿命的延长。

①不要穿太厚的衣服使用。

①避免在皮肤敏感区域使用。

①使用过程中,感觉疼痛、头晕、蠕动等身体异常反应的时候,请立即停止。

①远离液体或液体,保持充电口没有灰尘,充电中无法使用。

①充电完成或、请及时断开电源。

2

①产品无法正常运行、或者感觉异常的时候请立即停止使用。

①每次使用前请阅读本操作方法来检查产品是否正常工作。

①禁止暴力使用。

①禁止在皮肤上长时间使用。

①禁止在产品上吸烟、喝酒。

①禁止在产品表面长时间使用。

①请勿在浴室或潮湿浴室内使用产品。

①绝对不要分解、改造或者自己修理产品。

储存注意事项

1/ 请勿在高温、潮湿、直射阳光、电磁辐射的场所使用本产品。

2/ 请勿在产品内部或附近存放易燃物品。

3/ 请勿在火灾严重或有腐蚀性气体环境中使用本产品。

4/ 产品工作时,请勿用力按压、摩擦、碰撞,避免产品损坏。

5/ 请勿使用尖锐物品刮、刺本产品。

6/ 请将本产品置于儿童不能接触的地方,请勿让他们接触或操作本产品。否则,可能会引起灼伤、触电或人身伤害。

7/ 使用后请将本品放置于安全场所,切勿在产品上放置重物,谨防跌落,以产品损坏。

8/ 产品不要长时间暴露在阳光下,并存放于干燥通风处,远离水源。

9/ 长时间不使用应关闭电源并保持每隔两个月充电一次。

3

目录

用户必读.....1

符号描述.....1

适用人群.....2

使用注意事项.....3

保存注意事项.....3

产品功能.....3

部件名称.....4

使用部位.....5

使用方法.....5

使用操作.....6

充电方法.....6

保养指南.....7

保养的注意事项.....7

废弃方式.....8

故障诊断.....9

主要技术参数.....10

装箱清单.....10

保修说明.....11

产品保修服务指南.....12

保修条例.....12

保修及服务.....12

保修卡.....12

5

用户必读

产品使用前请仔细阅读非安装保管本说明书。

符号描述

为避免造成人身伤害或财产损失,请务必遵守以下内容。

· 用以下指示来分别说明警告或指示的内容。

⊘ 表示禁止

① 表示需要阅读指示去读

适用人群

①以下人群应谨慎使用

· 心脏病患者

· 恶性肿瘤患者

· 有肌肉疼痛者

· 有皮肤症状的人群

· 患有肌肉损伤的人群

· 孕妇或者分娩后不久的人群

· 因交通事故等而在体内植入金属的人群

· 需要安静,以及身体状态不佳的人群

· 患有血糖病或糖尿病的视觉障碍的人群

· 患有皮肤敏感或过敏,或难以失去温度感觉的人群

1

使用操作

1./开/关机/:
长按开关键2秒开机;开机状态下,长按按键2秒关机。

2./档位切换/:
通过无级调速开关控制按摩力度,向上推动增加力度,向下推动减小力度。

3./档位选择/:
低电时,4档指示灯亮10秒开机,向上推动减小力度,电量耗尽后自动关机。

4./充电提醒/:
充电时,指示灯会呈红色灯状态亮起两盏;
充电中不可开机使用本产品;
充电时,指示灯全部熄灭。

5./自动关机/:
开机使用15分钟后,自动关机。

充电方法

1、首次使用时,请给充满电,电池充满电量约3小时。

2、请使用5V=2A适配器进行充电。

5V=2A适配器

Type-C 充电口

6

保养维护

清洁方式

①产品接触面无法清洁。
1. 可用微湿的毛巾清洁设备表面,然后用软布擦干。
2. 不要让水进入产品内部,请勿直接用水清洗。

① 本产品长期不使用时,每隔1个月对产品进行充电一次。

① 保养前必须关闭电源并拔掉电源线,但不要用湿手去拔电源线。

保养的注意事项

① 进行清洁时,请务必关闭电源。

① 请勿尝试修理本产品的包装,使其远离婴幼儿。

① 保养时,请不要使用挥发油、酒精、溶剂、强碱性清洗剂、漂白剂等清洗剂。

① 避免接触机身是否有磨损或损坏的迹象,如果有这种迹象,或者机器已经损坏,则应在再次使用前联系系统据进行检测。

① 本产品内含锂电池,请勿自行拆卸、改装、水浸产品(控制线)或投入火中,否则会导致产品损坏。

① 请勿损坏、改装、用力弯曲或拉紧电源线。另外,请勿在充电线上放置重物或挤压电源线。

7

① 本产品适用于汽车、火车、轮船、飞机运输方式,运输中位置应好本产品,防止剧烈震动、碰撞、摩擦和跌落,并向上、轻放和防雨。

废弃方式

本产品所用的锂离子电池是可回收再生的重要资源,请在用完产品之时,将锂离子电池取出,交给可进行充电式电池回收再生的专业机构进行处理。

· 电池的回收步骤如下:
· 用专用工具将手机与充电器连接处拆开;
· 用螺丝刀将固定手机螺丝拧开;
· 将电池取出并放入回收箱;
· 将手机放入回收箱;
· 取出电池。

① 用户不能自行更换电池。

· 废弃前,必须将电池从手机中取出。

· 在取出电池时请务必小心。

· 电池应安全处理。

8

故障诊断

本章列出了关于本产品最常见问题。如果您无法在其中找到您所遇问题的答案,请联系售后服务热线或您所在地区的授权服务中心。

故障现象

可能原因

处理方法

主机无法开机

内部锂电池电量不足

对主机进行充电

主机不能充电

充电线正在充电

立即停止充电

主机不能充电

充电器或数据线连接不好

重新连接

在工作中突然停止

内部锂电池电量不足

对主机进行充电

电机电压异常或电机故障

重新开机并检查使用力度

重新开机后再次使用

产品运行异常

产品运行异常

产品运行异常

长时间未使用后,请务必确认功能正常,才能再次使用。

· 无光/无反应

· 充电线或数据线未连接

· 充电线有破损或老化或变形,有异味

· 充电器或数据线未连接

· 充电器或数据线未连接

· 充电器或数据线未连接

取出以上故障,为了解决故障,请立即停止使用,并切断电源,请送往本公司维修。

注意:

如果无法排除故障或产品故障处理后仍无法操作,请与售后服务人员联系,切勿自行拆卸或尝试修理。

9

主要技术参数

产品名称

Curve EaseX Extended Massage Gun

产品型号

OLO178

产品尺寸

368.6×210×48 mm

产品重量

955G

电池容量

1500mAh

工作电压

7.4V

工作功率

15W

充电电压

5V=2A

最大行程

10mm

接口类型

Type-C

材 质

ABS、硅胶

产品清单

主机

x1

按摩头

x4

充电器

x1

说明书

x1

10

环保说明

1.本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求;

2.为保护环境,产品报废后,作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分类并送至有资质回收站,由回收站按照国家标准进行回收处理,回收后再利用资源。

产品中有毒物质的名称及含量表

部件名称

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr(VI))

(PBBs)

(PBDEs)

电池组件

○

○

○

○

○

○

线材组件

○

○

○

○

○

○

塑料组件

○

○

○

○

○

○

充 电 线

○

○

○

○

○

○

○: 表示该有害物质在零部件中的所有材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质在零部件中的所有材料中的含量超过GB/T26572-2011规定的限量要求。

10

在本说明书所规定的正常使用条件下,本产品的环保使用期限为10年,在正常使用期限内可以放心使用,超过使用期限后应按照国家有关规定进行回收处理。

11

产品保修服务指南

联系我们

MALAYSIA

Healthy World Lifestyle Sdn. Bhd

No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47,

Kota Kemuning, 40460 Shah Alam,

Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Fax: +603-5121 4386

Tel: +603-5121 4286

12

用户必读

产品使用前请仔细阅读非安装保管本说明书。

符号描述

为避免造成人身伤害或财产损失,请务必遵守以下内容。

· 用以下指示来分别说明警告或指示的内容。

⊘ 表示禁止

① 表示需要阅读指示去读

适用人群

①以下人群应谨慎使用

· 心脏病患者

· 恶性肿瘤患者

· 有肌肉疼痛者

· 有皮肤症状的人群

· 患有肌肉损伤的人群

· 孕妇或者分娩后不久的人群

· 因交通事故等而在体内植入金属的人群

· 需要安静,以及身体状态不佳的人群

· 患有血糖病或糖尿病的视觉障碍的人群

· 患有皮肤敏感或过敏,或难以失去温度感觉的人群

1

OGAWA

by OGAWA



Curve EaseX
Extended
Massage Gun

OLO178

User's Guide

>>>> Please read the instructions carefully before use

① 请勿在产品内部或附近存放易燃物品。

① 请勿在火灾严重或有腐蚀性气体环境中使用本产品。

① 产品工作时,请勿用力按压、摩擦、碰撞,避免产品损坏。

① 请勿使用尖锐物品刮、刺本产品。

① 请将本产品置于儿童不能接触的地方,请勿让他们接触或操作本产品。否则,可能会引起灼伤、触电或人身伤害。

① 使用后请将本品放置于安全场所,切勿在产品上放置重物,谨防跌落,以产品损坏。

① 产品不要长时间暴露在阳光下,并存放于干燥通风处,远离水源。

① 长时间不使用应关闭电源并保持每隔两个月充电一次。

Storage Considerations

1/ 请勿在高温、潮湿、直射阳光、电磁辐射的场所使用本产品。

2/ 请勿在产品内部或附近存放易燃物品。

3/ 请勿在火灾严重或有腐蚀性气体环境中使用本产品。

4/ 当产品工作时,请勿用力按压、摩擦、碰撞,避免产品损坏。

5/ 请勿使用尖锐物品刮、刺本产品。

6/ 保持产品远离儿童和宠物,请勿让儿童或宠物触摸产品。

7/ 使用后,请将本品放置于安全场所,切勿在产品上放置重物,谨防跌落,以产品损坏。

8/ 请勿在产品上放置重物,谨防跌落,以产品损坏。

9/ 如果长时间不使用,请关闭电源并每隔两个月充电一次。

3

Table of contents

User must read.....1

Symbol Description.....1

Applicable crowd.....2

Precautions for use.....3

Storage Considerations.....3

Product Features.....3

Component Name.....4

Use position.....5

Method of use.....5

Use Operation.....6

Charging method.....6

Maintenance Maintenance.....7

Cleaning method.....7

Precautions for maintenance.....7

Abandoned way.....8

fault diagnosis.....9

Main technical parameters.....10

Racking List.....10

Environmental Instructions.....11

Product Warranty Service Guide.....12

Warranty Regulations.....12

Warranty and service.....12

Warranty card.....12

5

User must read

Please read this manual carefully before using the product.

Symbol Description

To avoid personal harm or property damage, please be sure to observe the following:

· The contents desired to be observed are respectively explained by the following diagrams.

⊘ Indicates prohibition

① Indicates the need to follow suit.

Applicable crowd

①The following groups should be used with caution

· patients with heart disease

· malignant tumor patients

· Injured and not healed

· People with symptoms of fever

· People with muscle damage

· People during pregnancy or shortly after childbirth

· People with sequelae due to traffic accidents, etc.

· Need quiet, as well as poor physical condition of the crowd


· People with perception disorders caused by diabetes

· People with cutaneous sensory disorders, or who are presumed to have lost the sensation of temperature

1

OGAWA

by OGAWA



Curve EaseX
Extended
Massage Gun

OLO178

User's Guide

>>>> Please read the instructions carefully before use

① 请勿在产品内部或附近存放易燃物品。

① 请勿在火灾严重或有腐蚀性气体环境中使用本产品。

① 产品工作时,请勿用力按压、摩擦、碰撞,避免产品损坏。

① 请勿使用尖锐物品刮、刺本产品。

① 请将本产品置于儿童不能接触的地方,请勿让他们接触或操作本产品。否则,可能会引起灼伤、触电或人身伤害。

① 使用后请将本品放置于安全场所,切勿在产品上放置重物,谨防跌落,以产品损坏。

① 产品不要长时间暴露在阳光下,并存放于干燥通风处,远离水源。

① 长时间不使用应关闭电源并保持每隔两个月充电一次。

Storage Considerations

1/ 请勿在高温、潮湿、直射阳光、电磁辐射的场所使用本产品。

2/ 请勿在产品内部或附近存放易燃物品。

3/ 请勿在火灾严重或有腐蚀性气体环境中使用本产品。

4/ 当产品工作时,请勿用力按压、摩擦、碰撞,避免产品损坏。

5/ 请勿使用尖锐物品刮、刺本产品。

6/ 保持产品远离儿童和宠物,请勿让儿童或宠物触摸产品。

7/ 使用后,请将本品放置于安全场所,切勿在产品上放置重物,谨防跌落,以产品损坏。

8/ 请勿在产品上放置重物,谨防跌落,以产品损坏。

9/ 如果长时间不使用,请关闭电源并每隔两个月充电一次。

3

Component Name

Message Head

On/Off Button

Stepless Speed Regulating Switch

Charging Port

Indicator light

Elastic Arm

U-Shaped Massage Head

Spherical Massage Head

Flat Massage Head

Bullet Massage Head

4

Method of use

Preparation before use

1. Please check the machine and accessories are complete.

2. Please remove the pendant and decoration when using to avoid affecting the massage part.

5

Use Operation

1./On/Off/:
Long press the switch button 2 seconds to boot: boot state, long press the button 2 seconds to fully charge the battery.

2./档位切换/:
通过无级调速开关控制按摩力度,向上推动增加力度,向下推动减小力度。

3./档位选择/:
低电时,4档指示灯亮10秒开机,向上推动减小力度,电量耗尽后自动关机。

4./充电提醒/:
充电时,指示灯会呈红色灯状态亮起两盏;
充电中不可开机使用本产品;
充电时,指示灯全部熄灭。

5./自动关机/:
开机使用15分钟后,自动关机。

Charging method

1. When using for the first time, please fully charge the battery. It takes about 3 hours to fully charge the battery.

2. need to use 5V=2A adapter for charging.

5V=2A adapter

Type-C charging port

6

Maintenance Maintenance

Cleaning method

①The silicone sleeve of the product cannot be removed.

1. The surface of the equipment can be cleaned with a slightly damp towel and then dried with a soft cloth.

2. Do not allow water to enter the inside of the product, please leave it to dry naturally.

① When this product is not used for a long time, please charge the product once every 1 month.

① Before maintenance, the charging cable must be pulled out, but do not use wet hands to pull out the charging cable.

Precautions for maintenance

① Be sure to turn off the machine when cleaning.

① Please properly handle the packaging bag of this product to keep it away from infants and young children.

① Maintenance, please do not use volatile oil, thinner, alcohol, strong alkaline detergent, bleach and other cleaning.

① Frequently check the fuselage for signs of wear or damage. If there are such signs, or the machine has been misused, you should contact customer service for maintenance before using it again.

① This product contains a lithium battery, please do not disassemble, modify, flood the product (controller) or throw it in the fire, otherwise it may cause damage to the product.

① Do not damage, modify, bend or pull the charging cable. In addition, do not place heavy objects on the charging cable or squeeze the charging cable.

7

① This product is suitable for cars, trains, ships, aircraft transportation. During transportation, the product should be fixed to prevent severe vibration, collision, rolling and falling, and put up, light and rain-proof.

Abandoned way

The lithium-ion battery used in this product is a valuable resource that can be recycled. Please take out the lithium-ion battery and hand it over to a professional institution that can recycle and regenerate the rechargeable battery.

Battery removal steps are as follows:
- Cut the connection between the handle and the silicone sleeve with a professional tool.
- Use a screwdriver to twist the handle screw;
- Twist the screws on the circuit board;
- Cut the battery lead wire with scissors;
- Remove the battery.

① Users cannot replace the batteries themselves.

The battery must be removed from the appliance before discarding the appliance.

The appliance must be de-energized when the battery is removed.

Batteries should be handled safely.

8

Fault diagnosis

This chapter lists the most common questions about this product. If you cannot find the answer to your question, please contact the service hotline or an authorized service center in your area.

Fault phenomenon

Possible causes

Processing method

Host cannot be charged

Internal rechargeable battery low

Host charging

Recharge the host

Host cannot be charged

Charging cable or adapter not connected properly

Reconnect

Suddenly stop at work

Internal rechargeable battery low

Host (safety protection) causes shutdown

Recharge the host

Suddenly stop at work

Host (safety protection) causes shutdown

Recharge the host

After a long period of non-use, be sure to confirm that the function is normal before you can use it again.

Whether the following faults:
· heating of charging cable or plug
· The charging cable has obvious scale or deformation, and has a burning smell.
· After the switch is turned on, it does not work properly
· Other abnormalities or malfunctions

If the above fault occurs, in order to prevent accidents, please immediately stop using, and cut off the power supply. Please send the maintenance point of our company.

9

Main technical parameters

Product Name

Curve EaseX Extended Massage Gun

Product Model

OLO178

Product size

368.6×210×48 mm

Product Weight

About 955g

Battery capacity

1500mAh

Operating voltage

7.4V

Working power

15W

Charging voltage

5V=2A

Maximum travel

10mm

Interface Type

Type-C

Material

ABS、Silicone

Product List

Host

x1

Massage head

x4

Charging line

x1

Instructions

x1

Certificate

x1

10

Environmental Instructions

1. This product meets the requirements of the management method of restricting the use of harmful substances in electrical and electronic products;

2. In order to protect the environment, after the product is scrapped, as a consumer, you have the responsibility to separate it from the domestic waste and send it to a qualified recycling station, which will carry out classification, disassembly, recycling and reuse in accordance with relevant national regulations.

Name and content table of hazardous substances in the product

Part name

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr(VI))

(PBBs)

(PBDEs)

Battery pack

○

○

○

○

○

○

Wire components

○

○

○

○

○

○

Plastic components

○

○

○

○

○

○

Charging cable

○

○

○

○

○

○

○: Represents that the content of this hazardous substance in all homogeneous materials of the component is below the limit requirements specified in GB/T 26572-2011.

×: It means that the content of the hazardous substance in at least one of the homogeneous materials of the component exceeds the limit requirements specified in GB/T 26572-2011.

10

Under the normal use conditions described in this specification, the environmental protection service period of the product is 10 years, which can be safely used within the 10-year environmental protection use period. After the environmental protection service period, it should enter the recycling system.

11

Product Warranty Service Guide

联系我们

MALAYSIA

Healthy World Lifestyle Sdn. Bhd

No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47,

Kota Kemuning, 40460 Shah Alam,

Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Fax: +603-5121 4386

Tel: +603-5121 4286

12

用户必读

产品使用前请仔细阅读非安装保管本说明书。

符号描述

为避免造成人身伤害或财产损失,请务必遵守以下内容。

· 用以下指示来分别说明警告或指示的内容。

⊘ 表示禁止

① 表示需要阅读指示去读

适用人群

①以下人群应谨慎使用

· 心脏病患者

· 恶性肿瘤患者

· 有肌肉疼痛者

· 有皮肤症状的人群

· 患有肌肉损伤的人群

· 孕妇或者分娩后不久的人群

· 因交通事故等而在体内植入金属的人群

· 需要安静,以及身体状态不佳的人群

· 患有血糖病或糖尿病的视觉障碍的人群

· 患有皮肤敏感或过敏,或难以失去温度感觉的人群

1