




BellaX Slimming & Heating Belt With Vibration Massager



User Manual OM1130

產品規格及外觀設計如有更改，恕不另行通知。

Product specification and design are subject to change without prior notice.

安全預防措施

當使用本電器時，請遵循以下的基本的安全指引：

使用前請先閱讀本說明書

1. 不要用損壞的USB充電線或產品有任何損壞的情況下操作本產品。為避免觸電，請勿拆卸及重新組裝。如有任何損壞，請將產品送至任何OGAWA分店。擅自修理/改裝或產品用於非產品原本設計之用途，保修恕不提供。
2. 不可讓兒童單獨使用本產品。
3. 請將本產品遠離水源、火源及具有腐蝕性的環境。
4. 如產品在充電時不慎落水，請立刻拔出USB充電線，切勿直接觸碰落入水中的產品。
5. 請勿在潮濕、高溫、高電磁環境中使用本產品。
6. 本產品含有鋰電池，請勿自行拆卸、改裝或投擲火種中，以免發生危險。
7. 本產品具有恆溫加熱功能，超長時間使用加熱功能或對溫度敏感者可能導致低溫燙傷。
8. 請勿長時間連續使用本產品，否則可能引起按摩部位的疲勞及不適。
9. 本產品不適用於任何病人或無操作能力的人。
10. 本產品為家用電子產品，不作為醫療器械，不適用於診斷、治療和其他商業用途。

特別聲明:

1. 請保留此說明書以備將來作參考。
2. 本產品不適合由肢體不健全、感官或精神上有障礙或缺乏相關經驗和知識的人（包括兒童）使用，除非有負責他們安全的人對他們使用本產品進行監督或指導。
3. 照顧好兒童，以確保他們不要玩弄本產品。
4. 不要將本產品，USB充電線或產品磁吸充電處浸入任何液體中。否則可能導致觸電或火災。如要清潔此產品，請按照說明書上的清潔部份。
5. 當產品無需使用時，請關閉此產品。
6. 請勿用濕手觸摸本產品。
7. 請勿將產品暴露在戶外（雨或陽光底下）。
8. 在使用本產品前，請移除所有包裝物料。
9. 拆開包裝後，檢查是否有損壞，有沒有丟失零件。
10. 所有包裝物料，如塑料袋、發泡膠、膠帶等... 都應放在兒童接觸不到的地方，因為此等物料不正當使用會引至兒童窒息，甚至死亡。
11. 只能使用本司提供在產品及包裝內的配件，否則可能對用戶構成危險，並有可能損壞產品。
12. 在使用產品前，請檢查產品技術參數上標明的電源，電壓是否符合。技術參數內容會在彩盒及說明書上。如有任何疑問，請查詢我司客戶服務部尋求協助。

13. 請勿讓USB充電線接觸鋒利的邊緣或熱表面。
14. 零件及配件不包括在保修範圍內，如客人需更換，必須另行跟我司購買。零件不一定現有，有可能需等待若干時間才能更換。
15. 本產品只限於家居使用，不可作任何商業用途。
16. 如產品需要維修，客人必須自行清潔幹淨。否則我司須收取額外之清潔費用。



危險警告：

如有下列情況，請勿使用本產品：

- A. 懷孕女性和有心臟病和病史者。
- B. 腹部或腰部手術後康復階段者。
- C. 正在接受治療、並感覺身體異常的患者。
- D. 高血壓、動脈硬化或腦血栓患者。
- E. 發燒、惡性腫瘤患者和骨質疏鬆症患者。
- F. 感染性疾病患者。
- G. 皮膚知覺障礙或皮膚異常的患者。
- H. 對身體健康不確定者。

包裝說明


在使用產品之前，請先檢查內部附件的完整性，如有缺失或物件損壞的情況下，請與銷售商取得聯繫並更換新的物件。

包裝內物件清單如下：

1. 主機 X 1
2. 磁吸式充電線 X 1

功能圖示：

1. 開關鍵/模式切換鍵
2. EMS鍵
3. EMS強度加鍵
4. 溫度調節鍵
5. 振動調節鍵
6. 磁吸式充電處
7. EMS強度減鍵
8. 護帶彈出按鈕



功能操作指示

- 開關鍵/模式切換鍵：**
長按三秒開關機，短按一次進行模式切換，產品共有兩種模式：暖宮模式及瘦身模式。
- EMS鍵：**
瘦身模式下，短按一次進行模式切換，產品共有三種模式：捶擊模式、揉捏模式及動感模式，EMS關閉。
- 溫度調節鍵：**
短按一次進行溫度切換，產品共有三檔溫度：低溫、中溫及高溫，溫度關閉（瘦身模式下才能關閉溫度）。
注：低溫約39.5℃，中溫約41℃，高溫約43.5℃（每檔溫度約相差 +/- 1度）。
- 振動調節鍵：**
瘦身模式下，短按一次馬達振動切換，產品共有三檔振動頻率：慢捶、中捶及快捶，振動關閉。
- EMS強度加減鍵：**
瘦身模式下，短按一次進行強度增減，產品共有10檔EMS強度。
注：主程序在瘦身模式下，EMS脈衝和振動功能方能開啟；暖宮模式下只有紅光和加熱功能。

使用前準備

請確認產品是否有電，如果電量過低，機器功能關閉或無法開機時，請充電後再使用。電池充滿後請務必把USB充電線拔掉。

充電

1. 將USB充電線接入產品磁吸充電處。
2. 充電過程中指示燈為紅色，充電完成後指示燈為藍色。
3. 充電過程中，產品不支援開機工作，產品啟動自我保護程式，停止工作。
4. 主機採用內置可充電電池，充電時間2-3小時。
5. 在使用過程中語音提示低電量警報時，請暫停使用，待充滿電後再使用。

多種充電方式

電腦USB介面、移動電源、5V/1A 電源適配器

注：開機默認工作時間為15分鐘，如需延長使用時間需要再次開啟主機。

清潔及保養

- 在清潔和維護之前，請確保拔下USB充電線，並已將其完全冷卻。
- 請使用乾軟布擦拭主體（注意：請勿用濕布擦拭操作面板和USB充電線）。
- 請勿使用帶有腐蝕性的藥水及堅硬物品對其產品內，外部進行清潔（例如：香蕉水、汽油、去污粉，硬質刷等）。
- 電器內部嚴禁進水，請不要將本產品電器部份進入水中清洗。

技術參數

品名	BellaX Slimming & Heating Belt with Vibration Massager				
型号	额定电压	额定电流	电池容量	重量	尺寸
OM1130	5V 	1A	1200mAh	260g	225 x 115 x 45mm

故障排除及檢修

1. 使用操作時如出現故障，請進行以下檢查。如果無法排除故障或本產品仍然無法正常操作，請關機，應由專業技術人員維修，請勿自行拆裝本產品。
2. 產品基本故障排除後仍然無法解決，請致電客戶服務中心或電器維修中心聯絡。

基本故障	可能引發的原因	基本排除方法
無法開機	電池電量不足	充電後再使用
脈衝強度弱	使用者對使用強度感知弱	增強強度後再使用
產品無脈衝強度輸出	皮膚較乾燥或皮膚對脈衝感知較弱或力度處於1檔	將脈衝力度調節到2檔起步 / 在皮膚表面擦拭水或精油後使用
使用EMS時「滴滴」聲提示	產品電極片與皮膚未接觸導通	請將產品與皮膚緊密貼合直到提示音消失

產品保養與棄置回收

儲存：儲存期超過三個月時，請檢查電量情況或充滿電之後再使用。

保養：採取防潮、防鼠、防污染措施。使用精油後，請即時清潔，清潔時應在關機的狀態下進行。使用後應將產品放置於安全地方，切勿在產品上擱置重物。

棄置回收

本產品不應隨居家廢棄物一起丟棄。當您決定棄置本產品時，請遵照當地環境法律與指南丟棄。

保修條款

Healthy World Lifestyle Sdn Bhd ("本公司") 提供一年保修服務 (由有效發票上的購買日期起計算) 保修包括零件和人工費。

- (一) 客戶應按照產品使用說明書之指引使用產品，本公司對於任何因產品不當使用或任何產品之故障，損壞或停頓而引致任何人士或財產上直接或間接損失及破壞概不負責。
- (二) 客戶不可擅自刪改產品型號，機身編號或商戶發票內容。如發現者本公司將不向客戶提供保修服務。
- (三) 由於人為損壞，錯誤使用，疏忽，擅自修理/改裝或產品用於非產品原本設計之用途，保修服務恕不提供。
- (四) 對於保修服務，客戶需要將OGAWA 產品送至任何 OGAWA 分店。如果需要，客戶需承擔運輸費用。
- (五) 保修條款如有任何更改，恕不另行通知。如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

聯系我們

Healthy World Lifestyle Sdn Bhd (Malaysia)
No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: 1800 88 4688

Important Safety Instructions

When using this appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before use.

1. Do not operate this product with a damaged USB charging cable or any damage to the product. To avoid electric shock, please do not disassemble and reassemble. If there is any damage, please bring it to our repair centre. Unauthorized repairs/modifications or products used for purposes other than the original design of the product will not be covered by the warranty.
2. Do not allow children to use this product alone.
3. Keep this product away from water, fire and harsh environments.
4. If the product falls into the water accidentally during charging, please unplug the USB charging cable immediately, and do not directly touch the product that has fallen into the water.
5. Do not use this product in humid, high temperature and high electromagnetic environment.
6. This product contains lithium batteries, please do not disassemble, modify or throw in the fire to avoid danger.
7. This product has heating function, please pay extra attention while using it.
8. Do not use this product continuously, otherwise, it may cause fatigue and discomfort on the massaged part.
9. This product is not suitable for any patients or people who are incapable of operation.
10. This product is a household electronic product, not as a medical device, and cannot be used for diagnosis, treatment and other commercial purposes.

Special statement:

1. Please keep this manual for future reference.
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Do not immerse the product, the USB charging cable or the magnetic charging point of the product in any liquid. Otherwise, it may cause electric shock or fire. To clean this product, please follow the cleaning part of the instruction manual.
5. When the product is not in use, please turn it off.
6. Do not touch the product with wet hands.
7. Do not expose the product outdoor (rain or under the sun).
8. Before using this product, remove all packaging materials.
9. After unpacking, check for damage and there are no missing parts.

10. All packaging materials, such as plastic bags, polyfoam, tape, etc. should be placed in places where children are not exposed because improper use of these materials will lead to child suffocation and even death.
11. Use only the parts provided in the product and the packaging, otherwise, it may pose a hazard to the user and may damage the product.
12. Before using the product, please check whether the power and voltage are consistent with the technical specification of the product. Technical specification is shown on the gift box and this instruction manual. If you have any questions, please contact our customer service centre for assistance.
13. Do not allow the USB charging cable to touch a sharp edge or hot surface during operation.
14. This product is for home use only, not for any commercial purposes.
15. If the product needs to be repaired, client must clean the product before sending to our repair centre, otherwise, our company will charge extra cost for cleaning.



Warning:

Do not use this product if there is one of the following conditions:

- A. Pregnant women and those with heart disease and medical history.
- B. Those who have recovered from abdominal or lumbar surgery.
- C. Patients who are undergoing treatment and feel abnormalities.
- D. Patients with hypertension, arteriosclerosis or cerebral thrombosis.
- E. Patients with high fever, malignant tumor and osteoporosis.
- F. Patients with infectious diseases.
- G. Patients with skin sensation disorders or skin abnormalities.
- H. Those who are uncertain about their health.

Package Instruction


Before using the product, make sure the accessory is complete. In case of missing or damaged items, please contact Ogawa and replace them with new ones.

The list of accessories in the package is as follow:

1. BellaX Slimming & Heating Belt With Vibration Massager x 1
2. Magnetic charging cable x 1

Function icon:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. On/Off mode | 5. Vibration adjustment |
| 2. EMS mode | 6. Magnetic charging point |
| 3. EMS higher strength | 7. EMS lower strength |
| 4. Temperature adjustment | 8. Strap eject button |



Function operation instructions

1. On/Off Mode

Long press 3 seconds to turn On/Off the machine, short press once to switch the mode. This product has two modes; Warm mode and Slimming mode.

2. EMS mode key:

In the Slimming mode, short press once to switch the EMS mode. There are three modes: Hammer, Kneading and Dynamic mode.

3. Temperature adjustment key:

Short press once to switch the temperature. There are three temperature levels: low, medium, high temperature, and temperature shuts off (the temperature shuts off in Slimming mode only).

Note: The low temperature is approx. 39.5°C, the medium temperature is approx. 41°C, and the high temperature is approx. 43.5°C (the temperature difference between each level is about +/- 1 degree).

4. **Vibration adjustment key:**

In the Slimming mode, short press once to switch the motor vibration. There are levels of vibration frequency: slow, medium, fast.

5. **EMS strength plus and minus keys:**

In the Slimming mode, short press once to increase or decrease the intensity. There are ten levels of EMS intensity.

Note: The EMS pulse and vibration functions can only be turned on in Slimming mode; in Warm mode, only red light and heating functions are available.

Preparation before use

Please confirm whether the product is sufficiently charged. If the battery is too low, the machine function will turn off or cannot be turn on, please charge it before using. After the battery is fully charged, be sure to unplug the USB charging cable.

Recharge

1. Connect the USB charging cable to the magnetic charging point of the product.
2. The indicator light is red during charging, and blue after charging is complete.
3. During the charging process, the product does not support booting, the product starts the self-protection program and stops working.
4. The appliance adopts a built-in rechargeable battery, the charging time is 2-3 hours.
5. During use, when the battery is low, a voice will prompt to indicate that it is low battery. Please suspend use immediately and only use it after fully charged.

Multiple charging methods

Computer USB interface, mobile power supply, 5V /1A power adapter

Note: The default working time of power-on is 15 minutes, if you need to extend the use time, you need to turn on the host again.

Clean & Maintenance

- Before cleaning and maintenance, make sure to unplug the USB charging cable and the product has been completely cooled down.
- Please use a clean, dry soft cloth to wipe the main body. (**Note:** Please do not wipe the operation panel and the USB charging cable with a wet soft cloth.)
- Cannot use banana oil or thinner solution, gasoline, decontamination powder, hard brush, etc. to clean all parts of the appliance.
- Do not let water seep into the appliance. Do not put the electric parts in water.

Technical Specification

Product Name	BellaX Slimming & Heating Belt with Vibration Massager				
Model	Rated Voltage	Rated Current	Battery Capacity	Weight	Dimension
OM1130	5V 	1A	1200mAh	260g	225 x 115 x 45mm

Troubleshooting and maintenance

1. If a malfunction occurs during operation, please check the following. If the fault cannot be eliminated or the product still cannot operate normally, please turn it off and have it repaired by professional technicians. Do not disassemble or assemble the product by yourself.
2. If the product still cannot be resolved after troubleshooting, please call the customer service centre or repair centre.

Fault situation	Reason	Solution
Cannot boot	Low battery	Use after charging
Weak pulse intensity	Users have weak perception of intensity	Increase the strength before use
No pulse intensity output	The skin is dry or the skin is weak in pulse perception or the intensity is at level 1.	Adjust the pulse force to 2 to start / use after rubbing water or essential oil on the skin surface
"Beep" sound prompts when using EMS	Product electrodes are not in contact with the skin	Please fit the product tightly to the skin until the sound disappears

WARRANTY

Healthy World Lifestyle Sdn Bhd (hereinafter called "the Company") offers one year warranty service to the product (commencing from the date of purchase invoice).

The warranty includes Spare Parts & Labour Fee. Services beyond the said warranty period will be charged accordingly to the quotation from our Service Department.

1. Customer should follow the operating instruction in operating the product. The Company shall not be liable for any direct or indirect loss or damage to any person or property, howsoever caused arising from improper use, or any stoppage, breakdown or failure of the product.
2. The warranty service will not be offered if the model, serial number of the product or the invoice has been altered or effaced.
3. This warranty does not cover any damage or loss caused by man-made, misuse, neglect, unauthorized repair / modification or use of the product for any purpose other than the original designed.
4. For warranty service, customer(s) is required to send the respective OGAWA product(s) to any OGAWA outlet for warranty service. Shipping and Transportation fees will be borne by customer(s), if required.
5. All terms stated are subject to change without notice. In case of dispute, the Company reserves the right for final judgment and decision.

Contact Us

Healthy World Lifestyle Sdn Bhd (Malaysia)
No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: 1800 88 4688

